

DZPZ-530-Zp/85/PN-74/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy stymulatorów jednojamowych VVIR (AAIR) z elektrodą aktywną prostą, introduktorów rozrywanych, papieru do programatora, kabli do pomiarów śródoperacyjnych - wraz z użyczeniem programatora z analizatorem na czas trwania umowy – Zp/85/PN-74/10.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. dot. pkt. testy diagnostyczne – „automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy potencjałów wykrywanych w przedsionku i komorze”.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez tej funkcji, ale z możliwością automatycznego pomiaru amplitud własnych załamek P/R z manualnym ustawieniem czułości opartym na zalecanym marginesie bezpieczeństwa. W/w urządzenie automatycznie porównuje pomiary potencjałów z wynikami z poprzedniej kontroli i posiada bardzo szeroki zakres parametru czułości w zakresie 0,5 – 12,5 mV dla obu kanałów.

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. – wzór umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wysokości 10 % do 3 % wartości brutto zamówienia ?

Odp. Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wysokości 10 % do 3 % wartości brutto zamówienia.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści stymulator VVI bez funkcji automatycznej zmiany wartości czułości w zależności od amplitudy potencjałów wykrywanych w przedsionku i komorze ?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści część asortymentu elektrod aktywnych (w tym elektrodę aktywną „J”) o średnicy 7,2 F – współpracującą z introducerem 8F ? Parametr ten nieznacznie różni się od wymogu Zamawiającego (0,2F od wymaganej średnicy elektrody).

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pyt. Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę, w której zaoferowane zostaną stymulatory jednojamowe z możliwością zaprogramowania godzin, w których program nocny jest aktywny. Częstość stymulacji nocnej dostosowana zostaje przez stymulator automatycznie do wartości zaprogramowanej ?

Odp. Tak.