

Załącznik nr 1 do SIWZ

Lp.	Nazwa produktu	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Podatek VAT	Nazwa producenta
1	Videokolonoskop	1						

Videokolonoskop powinien być kompatybilny z zestawem:

Monitor OEV 142

Źródło światła ksenonowe EVISCLV-V40

Procesor CV-160


Myjnia ETD3 firma Olympus

Parametry techniczne:

Układ optyczny	Pole widzenia	140°
	Kierunek widzenia	Do przodu
	Głębokość ostrości (przedmiotowa)	3 – 100 mm

Zgłębnik	Średnica zewnętrzna końcówki dalszej	ø 12,8 mm
----------	--------------------------------------	-----------

- Końcówka dalsza (w powiększeniu)
1. Dysza powietrzno-wodna
 2. Soczewka światłowodu
 3. Soczewka obiektywu
 4. Wylot kanału narzędzia
 5. Pomocniczy kanał wodny




Średnica zewnętrzna zgłębnika	ø 12,8 mm
-------------------------------	-----------

Długość robocza	1330 mm
-----------------	---------

Kanał narzędzia	Średnica wewnętrzna kanału	ø 3,7 mm
-----------------	----------------------------	----------

Minimalna odległość widzenia	5 mm od końcówki dalszej
------------------------------	--------------------------

Kierunek, z którego narzędzia do endoterapii są wprowadzane i wyprowadzane z obrazu endoskopowego



Szybkość przepływu powietrza	25 cm ³ /s
------------------------------	-----------------------

Uwaga: Standardowa w przypadku korzystania ze źródła światła CLE-145 (wysokie ciśnienie powietrza).

Odcinek zginania	Zakres zginania	GÓRA 180°, DÓŁ 180° PRAWO 160°, LEWO 160°
------------------	-----------------	--

Długość całkowita	2000 mm
-------------------	---------