

Zakład Centralnej Sterylizacji – testy, naboje

Lp.	ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ na 12 miesięcy
1	Pakiet-test biologiczny do autoklawu (para wodna, cykle próżniowe), fiolkowy, o szybkim odczycie (odczyt po 3h) z autoczytnikiem	szt.	800 szt.
2	Test biologiczny do autoklawu (para wodna, cykle próżniowe), fiolkowy, o szybkim odczycie (odczyt po 3h)	szt.	800 szt.
3	Test biologiczny do tlenku etylenu, fiolkowy, odczyt po 48h	szt.	700szt.
4	Integrator chemiczny do pary wodnej do monitorowania i kontroli	szt.	250000szt.
5	Wskaźnik chemiczny do tlenku etylenu do monitorowania i kontroli pakietu	szt.	76800szt.
6	Naboje gazowe EO (tlenek etylenu)	szt.	672szt.
7	Pakiet jednorazowy Bowie & Dick zmieniający kolor z niebieskiego na czarny	szt.	800szt.

WYMAGANIA:

Pozycja: 1

- **zawiera pakiet autoczytnik plus 16 op. wskaźników biologicznych**
- fiolkowa postać wskaźnika zawierająca spory *Geobacillus stearothermophilus*
- odczyt po 3 godzinach inkubacji
- jednoznaczny odczyt wyniku
- w oryginalnych, firmowych opakowaniach
- z dostatecznie długim okresem ważności min. 12 miesięcy
- spełnia wymogi normy EN 866
- oświadczenie producenta o nietoksyczności wskaźników (dołączyć do oferty)
- oświadczenie producenta o minimalnych cechach charakterystycznych (dołączyć do oferty)
- **Autoczytnik – deklaracja zgodności CE**

Pozycja: 2

- fiolkowa postać wskaźnika zawierająca spory *Geobacillus stearothermophilus*
- odczyt po 3 godzinach inkubacji
- jednoznaczny odczyt wyniku
- w oryginalnych, firmowych opakowaniach
- z dostatecznie długim okresem ważności min. 12 miesięcy
- spełnia wymogi normy EN 866
- oświadczenie producenta o nietoksyczności wskaźników (dołączyć do oferty)
- oświadczenie producenta o minimalnych cechach charakterystycznych (dołączyć do oferty)

Pozycja: 3

- fiolkowa postać wskaźnika zawierająca spory *Bacillus atrophaeus*

- odczyt po 48 godzinach
- w oryginalnych, firmowych opakowaniach
- z dostatecznie długim okresem ważności min. 12 miesięcy
- oświadczenie producenta o nietoksyczności wskaźników (dołączyć do oferty)

Pozycja: 4

- do procesów sterylizacji zarówno w cyklach 121°C jak i 134°C

Pozycja: 5

- dotyczy wskaźnika chemicznego do 100% tlenku etylenu

Pozycja: 6

- dotyczy sterylizatora na 100% tlenek etylenu, do 5XL