

Załącznik nr 1 do SIWZ

**Pakiet nr 1**

**Pojemniki do badań histopatologicznych – 17 260 szt.**

| L.p. | NAZWA                                     | J.M. | ILOŚĆ NA<br>12 – m -cy | CENA<br>NETTO | VAT % | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO | PRODUCENT |
|------|-------------------------------------------|------|------------------------|---------------|-------|------------------|-------------------|-----------|
| 1.   | Pojemniki do badań<br>histopatologicznych | szt. | 17 260                 |               |       |                  |                   |           |
|      |                                           |      | RAZEM                  |               |       |                  |                   |           |

**Pojemność – ilość :**

- 30 ml – 2400 szt.
- 100 ml – 2800 szt.
- 250 ml – 2500 szt.
- 500 ml – 2500 szt.
- 15 ml – 3600 szt.
- 1000 ml – 2700 szt.
- 2500 ml – 300 szt.
- 3000 ml – 60 szt.
- 5000 ml – 200 szt.
- 200 ml – 100 szt.
- 0,5 ml – 100 szt.

**Pakiet nr 2****Worki stomijne - 100 szt.**

| L.p. | NAZWA          | J.M. | IŁOŚĆ NA<br>12 – m -cy | CENA<br>NETTO | VAT % | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO | PRODUCENT |
|------|----------------|------|------------------------|---------------|-------|------------------|-------------------|-----------|
| 1.   | Worki stomijne | szt. | 1000                   |               |       |                  |                   |           |
|      |                |      | RAZEM                  |               |       |                  |                   |           |

**Parametry :**

Worek stomijny przeźroczysty z możliwością opróżniania. Strona stykająca się ze skórą z fizeliny. Część zewnętrzna worka z folii przeźroczystej umożliwiającej obserwację wyłonionego jelita. Dolna część worka zapinana na rzepy, co ułatwia opróżnianie zawartości a następnie powtórne zamknięcie worka. W górnej części worka filtr pochłaniający zapachy.

**Pakiet nr 3**

1. Czujnik jednorazowy SpO2 - 140 szt.
2. Rzep do mocowania czujników wielorazowych - 24 szt.

| L.p. | NAZWA                                        | J.M. | IŁOŚĆ NA<br>12 – m -cy | CENA<br>NETTO | VAT % | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO | PRODUCENT |
|------|----------------------------------------------|------|------------------------|---------------|-------|------------------|-------------------|-----------|
| 1.   | Czujnik jednorazowy SpO2                     | szt. | 140                    |               |       |                  |                   |           |
| 2.   | Rzep do mocowania czujników<br>wielorazowych | szt. | 24                     |               |       |                  |                   |           |
|      |                                              |      | RAZEM                  |               |       |                  |                   |           |

**Parametry :**

Ad. 1 – Czujnik jednorazowy SpO2 dla noworodków poniżej 3 kg. W kształcie litery L. Podlega rewitalizacji po przetarciu alkoholem. Kompatybilny z puls oksymetrem typu MASIMO.

Ad. 2 – Rzep do mocowania czujników wielorazowych typu Y LNOP i LNCS. Kompatybilny z czujnikiem wielorazowym do puls oksymetru typu MASIMO.

**Pakiet nr 4**

**Komplet do inhalacji (nebulizator + maseczka + dren) - 780 szt.**

| <b>L.p.</b> | <b>NAZWA</b>                                               | <b>J.M.</b> | <b>ILOŚĆ NA<br/>12 – m -cy</b> | <b>CENA<br/>NETTO</b> | <b>VAT %</b> | <b>WARTOŚĆ<br/>NETTO</b> | <b>WARTOŚĆ<br/>BRUTTO</b> | <b>PRODUCENT</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>1.</b>   | Komplet do inhalacji<br>(nebulizator + maseczka<br>+ dren) | <b>szt.</b> | <b>780</b>                     |                       |              |                          |                           |                  |
|             |                                                            |             | <b>RAZEM</b>                   |                       |              |                          |                           |                  |

**Pakiet nr 5**

**Worki oddechowe - 120 szt.**

| L.p. | NAZWA                                           | J.M. | ILOŚĆ NA<br>12 – m -cy | CENA<br>NETTO | VAT % | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO | PRODUCENT |
|------|-------------------------------------------------|------|------------------------|---------------|-------|------------------|-------------------|-----------|
| 1.   | Worki oddechowe<br>o pojemności 0,5 l – 10 szt. | szt. | 10                     |               |       |                  |                   |           |
| 2.   | Worki oddechowe<br>o pojemności 1 l – 10 szt.   | szt. | 10                     |               |       |                  |                   |           |
| 3.   | Worki oddechowe<br>o pojemności 2 l – 100 szt.  | szt. | 100                    |               |       |                  |                   |           |
|      |                                                 |      | RAZEM                  |               |       |                  |                   |           |

**Parametry:**

- bez lateksu,
- wielorazowego użytku,
- złącze 22 F.

**Pakiet nr 6****Odczynniki do badań immunohistopatologicznych**

| <b>L.p.</b> | <b>NAZWA</b>                                | <b>Wielkość<br/>Opako.</b> | <b>J.M.</b> | <b>ILOŚĆ NA<br/>12 – m -cy</b> | <b>CENA<br/>NETTO</b> | <b>VAT %</b> | <b>WARTOŚĆ<br/>NETTO</b> | <b>WARTOŚĆ<br/>BRUTTO</b> | <b>PRODUCENT</b> |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 1.          | MO A-HU Estrogen<br>Recept                  | 11 ml                      | szt.        | 3                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 2.          | MO A-HU Progest Recet                       | 11 ml                      | szt.        | 3                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 3.          | RB A-HU CD3                                 | 11 ml                      | szt.        | 3                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 4.          | MO A-HU CD20                                | 11 ml                      | szt.        | 3                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 5.          | MO A-HU CD30                                | 11 ml                      | szt.        | 2                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 6.          | MO A-HU Bcl-2<br>Oncoprotein                | 11 ml                      | szt.        | 3                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 7.          | MO - A-HU Ki67 Antigen<br>MIB-1             | 11 ml                      | szt.        | 3                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 8.          | MO A-HU Vimentin                            | 11 ml                      | szt.        | 2                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 9.          | RB A-HU Chromogranin<br>A                   | 11 ml                      | szt.        | 1                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 10.         | MO A-HU Cytokeratin<br>High Molecular Wihgt | 11 ml                      | szt.        | 4                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 11.         | MO A-HU Synaptophysin                       | 11 ml                      | szt.        | 1                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 12.         | MO A-HU CD34                                | 11 ml                      | szt.        | 1                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 13.         | MO A-HU CD45,LCA                            | 11 ml                      | szt.        | 2                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 14.         | MO A-HU CD 43                               | 11 ml                      | szt.        | 2                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 15.         | RBA Gial Fibrillary<br>Acidic Protein       | 11 ml                      | szt.        | 1                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 16.         | MO A-HU CD79p                               | 11 ml                      | szt.        | 2                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 17.         | MO A-HU CD 138                              | 02 ml                      | szt.        | 1                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 18.         | MO A-HU Melanosome<br>HMB-45                | 11 ml                      | szt.        | 2                              |                       |              |                          |                           |                  |
| 19.         | MO A-HU                                     | 11 ml                      | szt.        | 3                              |                       |              |                          |                           |                  |

|     |                                                                                    |           |      |   |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|--|--|--|--|--|
|     | Epithelialmembra                                                                   |           |      |   |  |  |  |  |  |
| 20. | MO A-HU Desmin                                                                     | 11 ml     | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21. | PR Anti S-100                                                                      | 11 ml     | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 22. | MO A-HU NSE                                                                        | 11 ml     | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | MO A-HU E-Cadherin                                                                 | 02 ml     | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | MO A-HU Cytokeratin<br>5/6                                                         | 02 ml     | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. | MO A-HU Cytokeratin<br>MNF 116                                                     | 02 ml     | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | MO A-HU CD1                                                                        | 02 ml     | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27. | MO A-HU p63                                                                        | 02 ml     | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 28. | MO A-HU CD10                                                                       | 02 ml     | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 29. | HERCEP Test zest.na 35<br>oznaczeń                                                 | KIT       | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 30. | Bufor do odkrywania<br>przeciwciał w gotowym<br>rozcieńczeniu pH9                  | 500 ml    | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 31. | Bufor do płukania TBS<br>pH 7,4-7,6                                                | 2x5 sasz. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 32. | Zestaw wizualizacyjny<br>współpracujący z<br>przeciwciałami mysimi i<br>króliczymi |           | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 33. | Rozcieńczalnik do<br>przeciwciał redukujący<br>tło                                 | 125 ml    | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 34. | MO A Tyreoid<br>Transcription Factor                                               |           |      | 1 |  |  |  |  |  |