

Wałbrzych 12.05.2010 r.

DZPZ-530-Zp/49/PN-44/10

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku – Zp/49/PN-44/10.*

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ i ogłoszenia.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ poprzez **dodanie** pakietu nr **41** tj. „**Pakiet specjalistyczny**”. Wadium do pakietu nr 41 wynosi : **1844,60 zł**. Numeracja pozostałych pakietów **pozostaje bez zmian**.

### PAKIET NR 41 *Pakiet specjalistyczny*

| L.P. | ASORTYMENT<br>SZCZEGÓŁOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JEDN.<br>MIARY | IŁOŚĆ<br>24 m.-ce | CENA<br>NETTO | CENA<br>BRUTTO | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO | PRODUCENT |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 1.   | Wkłucia centralne 3- światłowe 7 Fr; dł.<br>15-20 cm.<br>-Wykonane z poliuretanu<br>- Prowadnica igłowa<br>- Kaniula wprowadzająca ze<br>zintegrowanym, odcinającym zaworem<br>suwakowym<br>- Prowadnica Seldingera w aparacie<br>ułatwiającym jej wprowadzenie odp. dł.<br>45-70 cm.<br>- Rozszerzadło naczyniowe<br>- Zawory odcinające kulkowe/<br>suwakowe<br>-Dodatkowy zacisk mocowania na<br>skórze<br>- Podwójna taca ( do przełożenia całości<br>zestawu na sterylne pole zabiegowe) | szt.           | 700               |               |                |                  |                   |           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|--|--|--|
| 2. | <p>Wkucie centralne 3- światłowe 7 Fr; dł. 20 cm. z powłoką bakteriobójczą</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyk. z poliuretanu, impregnowany z zewnątrz i wewnątrz środkiem bakteriobójczym</li> <li>- Prowadnica igłowa</li> <li>- Kaniula wprowadzająca ze zintegrowanym, odcinającym zaworem suwakowym</li> <li>- Prowadnica Seldingera w aparacie ułatwiającym wprowadzenie odp. dł. 70 cm.</li> <li>- Rozszerzadło naczyniowe</li> <li>- Zawory odcinające kulkowe/ suwakowe</li> <li>- Dodatkowy zacisk mocowania na skórze</li> <li>- Podwójna taca ( do przełożenia całości zestawu na sterylne pole zabiegowe)</li> </ul> | szt. | 50  |  |  |  |  |  |
| 3. | <p>Wkłucia centralne 3- światłowe 5 Fr; dł. 10-15 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Wykonane z poliuretanu</li> <li>- Prowadnica igłowa</li> <li>- Kaniula wprowadzająca ze zintegrowanym, odcinającym zaworem suwakowym</li> <li>- Prowadnica Seldingera w aparacie ułatwiającym jej wprowadzenie odp. dł.</li> <li>- Rozszerzadło naczyniowe</li> <li>- Zawory odcinające kulkowe/ suwakowe</li> <li>-Dodatkowy zacisk mocowania na skórze</li> <li>- Podwójna taca ( do przełożenia całości zestawu na sterylne pole zabiegowe)</li> </ul>                                                                                    | szt. | 30  |  |  |  |  |  |
| 4. | <p>Wkłucia centralne 2- światłowe 4 Fr; dł. 10-15 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Wykonane z poliuretanu</li> <li>- Prowadnica igłowa</li> <li>- Kaniula wprowadzająca ze zintegrowanym, odcinającym zaworem suwakowym</li> <li>- Prowadnica Seldingera w aparacie ułatwiającym jej wprowadzenie odp. dł.</li> <li>- Rozszerzadło naczyniowe</li> <li>- Zawory odcinające kulkowe/ suwakowe</li> <li>-Dodatkowy zacisk mocowania na skórze</li> <li>- Podwójna taca ( do przełożenia całości zestawu na sterylne pole zabiegowe)</li> </ul>                                                                                    | szt. | 30  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula dotętniczna 20G / 45 mm z zaworem suwakowym odcinającym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła do nakłuć (Quinckego) do ostrzyknięć korzeni nerwowych 22 G 127 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|--|--|
| 7.     | <p>Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczającym</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 możliwości przepłukiwania</li> <li>- Aktywne skrzydełka</li> <li>- Zawór spustowy gumkowy</li> <li>- Długość linii pomiarowej 150 cm w tym kranik trójdrożny z przedłużaczem z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji otwarty- zamknięty</li> <li>- Zbiornik wyrównawczy z zakrzywioną igłą w celu zapobiegania zapowietrzaniu się systemu pomiarowego</li> <li>- Zakres częstotliwości roboczej przetwornika &gt; 1200 Hz</li> <li>- Połączenie z kablem interfejsowym poprzez łącze pinowe wodoszczelne</li> </ul> | szt. | 200 |  |  |  |  |
| Razem: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |  |  |  |  |